

GE DATEX OHMEDA AESTIVA 5 COMPACT



DATOS

La GE Datex Ohmeda Aestiva 5 Compact es una máquina de anestesia de la familia Aestiva 5, distinguida por su diseño para aceptar dos vaporizadores. Al igual que el modelo estándar, la versión Compact ofrece dos opciones de ventilador: el 7100 y el 7900 SmartVent. Esta **máquina de anestesia** cuenta con PEEP electrónico, monitoreo integrado de volumen y oxígeno, modo de presión, compensación de volumen corriente y monitoreo de forma de onda de presión, brindando funcionalidad versátil en un diseño compacto.

CARACTERÍSTICAS

- Soporta integración física de soluciones de monitoreo Datex-Ohmeda
- Configurada para dos vaporizadores
- Compensación opcional de flujo de gas fresco
- Flujo mínimo de O₂ de 50 mL
- Tubo de doble flujo para resolución de bajo flujo
- Alarmas inteligentes que dirigen al usuario a problemas específicos y a los parámetros afectados para mejorar la seguridad del paciente
- Tamaño compacto y altura total reducida
- El panel lateral permite poner el ventilador en modo de espera fácilmente
- Controles directos para los parámetros de uso más frecuente
- Pantalla LCD de 120 x 90 para visualizar claramente los datos del ventilador
- Monitoreo de presión de vía aérea y gráficos de barras de presión como estándar para referencia visual de cada respiración



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura: 130.3 cm (51.3")

Ancho: 75 cm (29.5")

Profundidad: 83 cm (32.7")

Peso: Aproximadamente 106.6 kg/235 lbs (máquina configurada con un cajón y sin vaporizadores)

MODOS DE OPERACIÓN DEL VENTILADOR -

Control de Volumen

Con compensación de volumen corriente
(estándar en EE. UU.)

Modo de Presión (opcional)

ADMINISTRACIÓN DEL AGENTE

ANESTÉSICO

Vaporizadores: Tec 4, Tec 5, Tec 6 Plus, Tec 7

Número de posiciones: 2

Montaje: Instalación sin herramientas con colector Selectatec® que bloquea y aísla los vaporizadores

CORRIENTE

Fuga de Corriente

120V: < 300µA

POTENCIA

Entrada de alimentación: 120 Vca, 60 Hz

Respaldo

Alimentación: Duración demostrada de la batería (en condiciones de operación típicas) de más de 90 minutos cuando está completamente cargada

Tipo de batería: Ácido de plomo sellada y recargable interna

Cable de alimentación:

Longitud: 5 m/16.4 ft | Clasificación: 15A @ 120 Vca