

DRAGER AIR-SHIELDS RESUSCITAIRE RW

DATOS

The **Drager Air-Shields Resuscitaire RW** infant warmer integrates effective warming therapy with essential components for clinical emergency resuscitation. The Drager Resuscitaire offers a blender, suction, flowmeter, and positive pressure mounted on the bed for easy accessibility. It features a Silica Quartz Heater that provides complete, even, and quick heating. A parabolic reflector helps distribute the heat evenly over the entire mattress area.

CARACTERÍSTICAS

Fácil acceso desde ambos lados: el personal sanitario puede acceder al bebé desde cualquier lado del calentador.

Su diseño modular le permite añadir lo que necesite, como dispositivos de succión o presión.

La succión integrada se mantiene al alcance de la mano para que pueda actuar con rapidez durante la reanimación o el cuidado de las vías respiratorias.

Si necesita cambiar de posición para un procedimiento o tener mejor acceso, la bandeja se desplaza fácilmente para adaptarse al momento.

El módulo superior gira hasta 90 grados, lo que le permite dirigir el calor donde se necesita mientras mantiene al bebé a la vista.

Modo de precalentamiento sin ruido: esta configuración mantiene el colchón caliente y listo, evitando alarmas o interrupciones innecesarias.



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES (SIN OPCIONES / ACCESORIOS)

Altura 72" (183 cm)

Ancho 26.5" (68 cm)

Profundidad 44" (112 cm)

Peso (sin opciones / accesorios) 220-280 lbs (100-127 kg)

DIMENSIONES DEL COLCHÓN

Altura desde el piso 39.4" (100 cm)

Ancho 21.0" (53.3 cm)

Largo 26.0" (66.0 cm)

Espesor 1.0" (2.54 cm)

Capacidad máxima 15 lbs (4.54 kg)

REQUISITOS DE POTENCIA

Modelo 120V: 120 V, 50-60 Hz, 750 W

Modelo 220/240V: 220-240 V, 50-60 Hz, 750 W)

MÓDULO DE REANIMACIÓN

Presión de suministro de pared 40-75 psi (275-517 kPa)

Presión del cilindro 2,900 psi max (19 994 kPa)

SUMINISTRO DE GAS DEL PACIENTE

Rango de control de flujo 0-15 LPM

Límite de presión de la vía aérea

Ajustable 0-50 cm H₂O (0-4.9 kPa)

Límite preestablecido interno 60 cm H₂O (5,9 kPa)

ALARMAS DEL CONTROLADOR DE CALENTAMIENTO

Revise las alertas del sistema del paciente durante 5 minutos en modo manual cada 30 segundos después de 10 minutos

Temperatura del bebé $\pm 1^{\circ}\text{C}$ desde Set Point

Temperatura de la piel de alta temperatura $39.0 \pm 0.2^{\circ}\text{C}$

Sonda Corto o circuito abierto / Sin sonda

El sistema falla Indica falla del sistema

Fallo de alimentación Interrupción de alimentación de CA

SILENCIADOR DE ALARMA / INTERVALOS DE REINICIO

Compruebe el reloj del paciente reposiciona durante el modo manual de 10 minutos

Temperatura del bebé 10 minutos

Alta temperatura 2 minutos

TEMPERATURA / SALIDA DEL CALENTADOR

Ajuste el rango de temperatura $34-38^{\circ}\text{C}$ ($> 37.0^{\circ}$ anulación)

Salida del calentador 0-100%, incrementos del 10%

Pantalla de temperatura de la piel $18-43^{\circ}\text{C}$

Precisión $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ (31 a 37°C)

LUZ LED DE EXAMEN

Iluminación > 0.11 lúmenes / cm^2