

ECOLAB ORS-1075HS



DATOS

La máquina de granizado Ecolab ORS-1075HS es un caballo de batalla en el quirófano, ya que produce un granizado quirúrgico ultrasuave para mantener los tejidos y órganos a la temperatura adecuada durante los procedimientos. Mezcla automáticamente el granizado para mantenerlo perfectamente consistente, sin trozos afilados de hielo que podrían dañar los tejidos delicados. La tecnología Disc-Draper simplifica la configuración y la limpieza, para que su equipo dedique menos tiempo a la preparación y más tiempo a la cirugía. Con una capacidad de 7,5 litros y calentamiento de fluidos opcional, es lo suficientemente flexible como para manejar cualquier necesidad del caso. Confiable, eficiente y diseñada para los desafíos reales del quirófano.



CARACTERÍSTICAS

- **Tecnología Lush:** Produce un granizado suave y aterciopelado, ideal para enfriar tejidos y órganos durante la cirugía.
- **Agitación automática:** Evita la formación de bordes afilados de hielo, garantizando la seguridad del paciente y una calidad uniforme del granizado.
- **Capacidad del depósito de 7,5 litros:** Ofrece un amplio volumen para satisfacer las necesidades de procedimientos quirúrgicos exigentes.
- **Tecnología Disc-Draper:** Optimiza la preparación y la limpieza para una mayor eficiencia en el quirófano.
- **Sistema opcional de calentamiento de fluidos:** Aumenta la versatilidad al mantener o calentar los fluidos según sea necesario.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura: 36 "

Ancho: 18 "

Profundidad: 18"

NIVEL DE FLUÍDO

1 to 4 Litros

CAPACIDAD BASICA

7.5 Litros (Redonda)

ALMACENAMIENTO TRASERO

17.8" x 7.0" x 9.8" (45.2 cm x 17.8 cm x 24.8 cm)