

MINDRAY A5



DATOS

La máquina de anestesia Mindray A5 es un sistema versátil diseñado para atender pacientes desde neonatos hasta adultos, con modos de ventilación avanzados e integración de análisis de gases, capnografía y bucles de espirometría. Su pantalla táctil de 15 pulgadas simplifica la operación, permitiendo seleccionar fácilmente los modos de ventilación y configuraciones. El A5 incluye soporte de oxígeno de alta presión, útil para ventilación avanzada y protección pulmonar, y utiliza el protocolo estándar HL7 para conectarse de manera fluida con los sistemas EMR del hospital, garantizando una gestión eficiente de los datos del paciente.

CARACTERÍSTICAS

Las capacidades de ventilación universal incluyen una indicación de uso neonatal

Modo de respiración manual/espontánea con capacidad de monitoreo respiratorio

El cumplimiento automático y la compensación de gas fresco mantienen volúmenes corrientes precisos

Los medidores de flujo de aire/O2 auxiliares suministran gas mezclado para reducir el riesgo de incendio en las vías respiratorias

Puerto de O2 de alta presión para ventilación a chorro

Un sistema de respiración calentado minimiza la condensación interna

Conectividad HL7 para la integración de AIMS y EMR

Compatible con monitores de multiparámetros Mindray



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Altura: 55.1 in (140 cm)

Ancho: 41.3 in (105 cm)

Profundidad: 31.7 in (80.5 cm)

Peso: 353 lb (160 kg) (sin vaporizadores ni cilindros de gas)

Pantalla táctil a color de 15 pulgadas con panel táctil de respaldo

ESTANTE SUPERIOR

Límite de peso: 88 lb (40 kg)

Ancho: 24.2 in (61.6 cm)

Profundidad: 14.2 in (36.2 cm)

ESPECIFICACIONES



SUPERFICIE DE TRABAJO

Ancho: 24.2 in (61.6 cm)

Profundidad: 15 in (38 cm)

Altura: 33.4 in (85 cm)

CAJONES (3 DEL MISMO TAMAÑO)

Altura: 5.3 in (13.5 cm)

Ancho: 17.3 in (44 cm)

Profundidad: 15.1 in (38.5 cm)

RUEDAS (DOBLES)

Diámetro: 6 in (15 cm)

Protectores de cables/mangueras: Integrados

Freno central: Controla las 4 ruedas

RIELES DE MONTAJE

Compatibles con GCX, 5 rieles en total

MODOS DE VENTILACIÓN

VCV

PCV con garantía de volumen

CPAP/Soporte de presión

SIMV-VC

SIMV-PC