


GE OEC ELITE CFD SUPER-C

DATOS

El GE OEC Elite CFD Super C es un arco en C diseñado para satisfacer una amplia gama de procedimientos, incluidos los procedimientos vascular, ortopédico, gastrointestinal, endoscópico, urológico, neurológico, de cuidados críticos, de manejo del dolor y de emergencias. Su tecnología de detector plano CMOS (CFD) proporciona imágenes de alta resolución a bajas dosis, permitiendo al equipo clínico observar detalles anatómicos precisos en todo tipo de pacientes.

CARACTERÍSTICAS

- **Anatomía detallada en cualquier densidad de paciente:** La tecnología de detector plano CMOS ofrece imágenes claras y precisas incluso en pacientes complejos.
- **Operación eficiente e intuitiva:** Los controles y la interfaz simplificados permiten que el equipo quirúrgico trabaje de manera fluida y concentrada en la atención del paciente.
- **Pantalla UHD 4K de 32 pulgadas:** Proporciona visualización ultraalta definición para mejorar la precisión quirúrgica y la eficiencia del flujo de trabajo.
- **Interfaz de usuario intuitiva OEC:** Facilita la navegación y el control del sistema, reduciendo el tiempo de entrenamiento y mejorando la usabilidad en quirófano.
- **Detector Plano CMOS propietario (CFD):** Garantiza calidad de imagen excepcional con bajas dosis de radiación, aumentando la seguridad para pacientes y personal.



ESPECIFICACIONES



GENERAL

Mayor espacio de trabajo con 33" de profundidad
Verdaderas vistas laterales con facilidad
Vistas fáciles al rotar

MONITOR

4k UHD 32" Monitor
El monitor de articulación ergonómico se extiende hasta 27" con un rango completo de movimiento
Interfaz de usuario de OEC simple e intuitiva
Conserva el 100% de FOV incluso cuando está en rotación

ESTACIÓN DE TRABAJO

Diseño delgado y liviano
Conveniente compartimiento de almacenamiento para impresoras o accesorios
SmartConnect (Desconecte y vuelva a conectar el Arco en C sin reiniciar)

ARCO EN C

Detector plano CMOS exclusivo (CFD)
Carcasa de panel de factor de forma pequeño
21 cm x 21 cm o 31 cm x 31 cm (CFD)
Fluoroscopia continua suave
Procesamiento de imágenes completo de 1.5k x 1.5k x 16 Bit a 30 fps
Cómodo monitor TechView
Aimer láser integrado preciso
Rejilla antidispersión extraíble con dedos
55 ° Overscan
Tecnología de enfriamiento avanzada
Tubo de rayos X de perfil bajo