

ROSS FLEXIFLO PATROL



DATOS

La Ross Flexiflo Patrol es una bomba de alimentación enteral que utiliza un equipo de administración especialmente diseñado, el cual pinza automáticamente el flujo del líquido al retirarse de la bomba, previniendo el flujo libre. Cuenta con límite de dosis, contador de volumen acumulado, tiempo de espera programable, bloqueo y memoria que almacena la tasa, la dosis y el volumen acumulado. Se recomienda para pacientes pediátricos. Operación peristáltica rotatoria.

CARACTERÍSTICAS

Válvula Safe-T-Valve exclusiva del equipo de alimentación, diseñada para prevenir el flujo accidental y no controlado del producto si el equipo se carga incorrectamente o se desprende de la bomba.

Alarma de flujo libre que alerta al cuidador ante esta condición.

Función de bloqueo diseñada para prevenir cambios no autorizados.

Soporte especial para el almacenamiento seguro y práctico de la cubierta del equipo de alimentación cuando no está en uso.

Tasas de flujo de 1 a 300 mL/h en incrementos de 1 mL.

Función de dosificación de 1 a 9999 mL, con incrementos de 1 mL.

Retención en memoria de TASA, DOSIS y VOLUMEN ADMINISTRADO.

Función exclusiva de ESPERA programable de 1 a 90 minutos.



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Altura: 8.5 pulg

Ancho: 6.5 pulg

Profundidad: 4.8 pulg

Peso: 6.6 lbs

ALIMENTACIÓN

Voltaje: 100 a 130 VCA, 60 Hz, monofásico

Potencia: 15 vatios, promedio

Fusible: 200 mA, tipo de retardo

Cable de línea: grado hospitalario, no desmontable (10 pies)

Fuga: menos de 100 microamperios

ESPECIFICACIONES



GENERAL

Rango de tasa: 1-300 ml/h en incrementos de 1 ml

Límite de dosis: 1-9999 ml, en incrementos de 1 ml

Precisión: $\pm 10\%$ o ± 0.5 ml, lo que sea mayor

Oclusión: 15-23 PSI

Duración de batería: aprox. 3 horas a 125 ml/h

Recarga: máx. 4.5 horas con la bomba apagada, o 12 horas durante el uso

Alarmas: flujo libre, sin flujo, dosis administrada, batería baja, seleccionar tasa, seleccionar ejecución, falla interna (E1-E9)

Memoria: retención automática de la tasa, la dosis y el volumen acumulado