

SKYTRON 3600B ULTRASLIDE



DATOS

La Skytron 3600B UltraSlide ofrece una funcionalidad completa con un deslizamiento superior de 23 pulgadas para un posicionamiento preciso del paciente y un acceso óptimo del brazo en C. Con una capacidad de elevación robusta de 1,000 lbs y una capacidad de articulación de 800 lbs, es adecuada para una amplia gama de procedimientos quirúrgicos. Sus secciones de respaldo y piernas desmontables, junto con la posición automática de silla de playa, brindan opciones de posicionamiento versátiles.

CARACTERÍSTICAS

Soporta hasta 1,000 lbs de elevación y 800 lbs de articulación para diversas intervenciones quirúrgicas.

El deslizamiento de 23 pulgadas permite un posicionamiento preciso y acceso máximo al brazo en C.

Incluye secciones desmontables para la espalda y las piernas, y la posición de silla de playa automática.

La capacidad de imagen de 57 pulgadas permite estudios de cuerpo completo sin accesorios especiales.

Control colgante de un solo toque, retroiluminado, para facilidad de uso y visibilidad en entornos de baja iluminación.

Altura mínima de 24 pulgadas para mayor ergonomía y acceso quirúrgico cómodo.

Funciona con batería y cuenta con función de retorno al nivel para mayor practicidad y eficiencia.



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Altura: 24-42.5 in (61-108 cm)

Ancho (con carriles laterales): 19.5 in (50 cm)

Ancho (sin carriles laterales): 22 in (56 cm)

Largo (sin reposacabezas): 69 in (175 cm)

Largo (con reposacabezas): 82 in (208 cm)

Peso: 800 lbs (365 kg)

MAXIMUM LOADS

Elevación: 1,000 lb.

Articulación: 800 lb.

ESPECIFICACIONES



MOVIMIENTOS

Altura: 24-42,5 pulgadas (61-108 cm)

Inclinación lateral (izquierda/derecha): 30°

Trendelenburg: 30°

Trendelenburg inverso: 30°

Puente de riñón eléctrico: elevación de 5,75 pulgadas (14,5 cm)

Respaldo (arriba/abajo): 90°/40°

Pierna hacia abajo: 15°/100°

Retorno a nivel (retorno anatómicamente correcto a la posición horizontal desde posiciones articuladas)

Parte superior (deslizante/cabeza): 9,5 pulgadas 24 cm

Parte superior (deslizante/pie): 13,5 pulgadas 34 cm

Flexión/Reflexión: 40°/90°

Base de Frenado (bloqueo/desbloqueo)