

MIZUHO OSI 5943 SPINAL SURGERY TOP



DATOS

La mesa espinal de la cirugía de Mizuho OSI 5943 para la base de control avanzada de Mizuho OSI 5803 tiene una construcción de la fibra del carbón y proporciona un diseño abierto del marco. Cuenta con almohadillas de posicionamiento individuales que se montan en la base modular de control avanzado y apoya al paciente en la posición propensa para la cirugía espinal. Cuando se utiliza la mesa de la cirugía espinal conjuntamente con la mesa radiolúcida de la proyección de imagen un paciente puede ser reposicionado fácilmente del supina a la posición propensa.



CARACTERÍSTICAS

Estructura de fibra de carbono, proporciona radiolucidez total para imágenes claras durante la cirugía.

Diseño de marco abierto, reduce la compresión de la vena cava, minimiza el sangrado venoso epidural y mejora la visualización del sitio quirúrgico.

Rotación del Paciente de 360° permite cambiar fácilmente la posición del paciente.

Compatibilidad con la base de control avanzado 5803.

Compatible con sistemas C-arm y O-arm® para un acceso de imagen sin restricciones.

Almohadillas de soporte personalizadas, se ajustan individualmente para brindar comodidad y soporte a pacientes con distintos tipos de cuerpo.

ESPECIFICACIONES

5803 DIMENSIONES MODULARES

AVANZADAS

Altura (ajustable): 27" a 48" (69 a 122 cm)

Anchura: 32" (81 cm)

Longitud: 64" a 102" (163 a 259 cm)

Capacidad del peso del paciente: 500 lbs (226 kg)

5803 POTENCIA BASE MODULAR

AVANZADA

Voltaje: 120V

Frecuencia: 60 Hz

ESPECIFICACIONES



5803 ADVANCED MODULAR BASE MOVEMENTS

Trendelenburg/Rev Trendelenburg: 10 °

Inclinación lateral (rodillo): 25°

5943 CIRUGÍA ESPINAL DIMENSIONES DE LA TABLA SUPERIOR

Longitud: 84" (213 cm)

Ancho: 17" (43 cm)

5943 MESA DE CIRUGÍA JACKSON PROCEDIMIENTOS COMUNES

Fusiones anteriores/posteriores – cervicales al sacro

Corrección quirúrgica de deformidades

Laminectomies

Descompresiones

Kyphoplasties

Osteotomías

5943 MESA QUIRÚRGICA JACKSON CAPACIDADES DE POSICIONAMIENTO

Boca abajo

Supino (Monte la mesa de funcionamiento supina
corta en el marco)