

AXIA ENTONOFOS

DATOS

El **Axia Entonofos** es una luz quirúrgica de alto rendimiento que proporciona una excelente comodidad y una iluminación superior para procedimientos quirúrgicos. Su diseño ergonómico y óptica avanzada aseguran visibilidad óptima y comodidad durante el trabajo prolongado.

CARACTERÍSTICAS

- LED de alta potencia de 5W, genera hasta 80,000 lux de luminosidad enfocada.
- Tecnología óptica avanzada, sistema óptico de 4 lentes multicapa para obtener iluminación precisa y uniforme.
- Diseño integrado y sin cables, batería integrada en el sistema de cables, proporcionando total libertad de movimiento.
- Batería de larga duración, autonomía de hasta 4 horas por batería, incluye dos baterías para operaciones prolongadas.
- Control de intensidad ajustable, permite ajustar fácilmente el nivel de luminosidad según las necesidades del procedimiento.
- Construcción con acabado fino para máxima comodidad en el quirófano.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Ancho: 169 ~ 190mm

Profundidad: 70 ~ 130mm

Peso: 480g

LUZ

Tipo: LED

Poder: 3W

Iluminación: 30,000 lux

Color de temperatura: 5,500 k

Representación de colores: 85

Vida del bulbo: 50,000hr

ÓPTICA

Distancia del trabajo: 16,5 adentro (42 cm)

Tamaño del punto: 0,3 a 3,9 adentro (1 a 10 centímetros)

Número de lente: 4

Ángulo abatible: 90°

FUENTE DE ENERGÍA

Energía: LED 5W

Voltaje: AC 90-240 V

Fuente de CA: Si

Tiempo de carga de la batería: 5 hr