

OAKWORKS

SISTEMA DE POSICIONAMIENTO DE LA COLUMNA II

ACERCA DE

El **Spine Positioning System II** desempeña un papel vital en la sala de fluoroscopia para el tratamiento del dolor. Agiliza la configuración, mejora la comodidad del paciente y reduce los movimientos no deseados. Este sistema permite a los médicos tener una visión más clara de la anatomía objetivo, lo que facilita procedimientos de columna eficientes y seguros. Oakworks trabajó en estrecha colaboración con los mejores especialistas en manejo del dolor para crear el Spine Positioning System II, centrándose en lograr el equilibrio perfecto entre imágenes óptimas y el bienestar del paciente. El marco ajustable y el sistema de acolchado no contienen metal y son radiotransparentes, lo que proporciona una plataforma estable para posicionar a pacientes de diferentes tipos de cuerpo durante períodos prolongados. Con un reposacabezas ajustable para un posicionamiento personalizado durante los procedimientos cervicales y una almohadilla de soporte para el torso contorneada, junto con varias almohadillas y cuñas de ajuste, este sistema ofrece una variedad de opciones de posicionamiento para la máxima comodidad del paciente y calidad de imagen durante los procedimientos de la columna.



CARACTERÍSTICAS

Mejora la visualización de puntos anatómicos cruciales necesarios para inyecciones espinales seguras y precisas, lo que lo convierte en una parte esencial del conjunto de manejo del dolor.

Resuelve desafíos relacionados con las imágenes, la estabilidad y la comodidad del paciente durante los procedimientos de columna, garantizando mejores resultados.

El diseño innovador ofrece una visualización mejorada de la columna cervical, torácica y lumbar, incluida la unión cervicotorácica, independientemente de la forma del cuerpo del paciente.

ESPECIFICACIONES

GENERAL

- Marco de pesas con apoyo facial 16 lbs. (7 kilos)
- Marco con reposacabezas 12" (30 cm) de ancho x 32,5" (84 cm) de largo
- Almohadilla facial en forma de media luna de 12" (30 cm) de diámetro
- Almohadilla de soporte para torso contorneada 6,5" x 23" x 30" (17 x 58 x 76 cm.)
- Cuña contorneada para torso 22" x 29" x 2" (56 x 74 x 5 cm.)
- Almohadilla de ajuste rectangular grande de 8" x 22" x 2" (20 x 56 x 5 cm.)
- Almohadilla de ajuste rectangular pequeña de 7" x 12" x 1,5" (18 x 30 x 4 cm.)
- 8" (20 cm.) Refuerzo semicircular 6" x 8" x 26" (15 x 20 x 66 cm.)
- El estuche de transporte transporta el sistema SpS ii
- Listados de seguridad Marcado FDA y CE