

CUBESCAN BIOCON 700



DATOS

El CUBEScan BioCon 700 es un escáner de vejiga que utiliza tecnología de ultrasonidos para evaluar con precisión el volumen de la vejiga. Su diseño portátil y fácil de usar, le permite realizar mediciones rápidas y eficientes del volumen de la vejiga mediante la tecnología BladderPoint sin necesidad de un cateterismo. Ayuda a los profesionales de la salud a evaluar la retención urinaria, controlar la producción de orina y tratar afecciones relacionadas con la vejiga, mejorando en última instancia la atención y la comodidad del paciente.

CARACTERÍSTICAS

Localice la vejiga de forma rápida y segura para una medición precisa con la tecnología BladderPoint que coloca un punto de mira en el centro de la vejiga.

Rendimiento confiable con autodiagnóstico integrado para alertarlo sobre cualquier problema de hardware o mantenimiento.

La carcasa de policarbonato resistente promueve un servicio constante e ininterrumpido y está respaldada por una garantía de cinco años que incluye protección contra caídas.

Fácil de usar en pacientes bariátricos con agarre trasero en la sonda y sin necesidad de abanicar la sonda.

DIMENSIONES

Altura: 4.1 in (10.3 cm)

Ancho: 7.95 in (20.2 cm)

Profundidad: 2.6 in (36.6 cm)

Peso: 2.0 lbs. (0.92 kg)



ESPECIFICACIONES

Modos: Masculino, Femenino and Niños

Capacidad de Almacenamiento: 700 escaneos

Pantalla: 7" TFT- LCD (WVGA); 16.7M Colores

Rango/ precisión: 0-999 ml; $\pm 15\%$, ± 15 ml

Sonda de ultrasonido: Escaneo sectorial 3D, frecuencia de ultrasonido de 2,6 Mhz, escaneo en modo B