

CUBESCAN BIOCON 750



ABOUT

El escáner de vejiga CUBEScan BioCon 750 es un dispositivo avanzado y no invasivo diseñado para promover las mejores prácticas en la prevención de infecciones urinarias graves y el manejo de la continencia. Equipado con la tecnología patentada BladderPoint, proporciona mediciones precisas del volumen de la vejiga con orientación en tiempo real para mejorar la precisión. Su diseño liviano y duradero se adapta a una amplia gama de poblaciones de pacientes, incluidos pacientes pediátricos y bariátricos. La impresora térmica incorporada y la interfaz compatible con EMR garantizan una documentación e integración de datos sin problemas. Con una carcasa de aluminio resistente y capacidades de autodiagnóstico, el BioCon 750 ofrece confiabilidad y eficiencia en diversos entornos de atención médica.

FEATURES

Tecnología patentada BladderPoint: mejora la precisión al colocar un centro en el medio de la vejiga para una orientación precisa.

Imágenes previas al escaneo en tiempo real: permite la visualización inmediata de la vejiga para evaluaciones más rápidas y precisas.

Aplicación versátil: se adapta a pacientes masculinos, femeninos (incluso posthisterectomía), niños, bariátricos y pediátricos con un solo dispositivo.

Impresora térmica integrada: proporciona documentación inmediata con solo presionar un botón.

Conectividad de datos: carga fácilmente datos e imágenes a cualquier sistema EMR.

Diseño duradero: cuenta con una carcasa de aluminio resistente para proteger la sonda.



DIMENSIONES

Altura: 4.06 in (10.3 cm)

Ancho: 7.95 in (20.2 cm)

Longitud: 2.6 in (6.6 cm)

Peso: 2.03 lbs (0.92 kg)

ESPECIFICACIONES GENERALES

Sonda de ultrasonido: Escaneo sectorial 3D, frecuencia de ultrasonido de 2,6 MHz

Rango de volumen: 0-999 mL

Precisión/rango: $\pm 15\%$, ± 15 mL

Pantalla: TFT-LCD de 7" (WVGA) con 16.7 millones de colores

Capacidad de almacenamiento: Hasta 700 escaneos