

STRYKER CORE 2 CONSOLE



DATOS

La consola Stryker CORE 2 es un sistema de herramientas quirúrgicas versátil y avanzado. Diseñada para uso en una amplia gama de procedimientos, gestiona dispositivos como taladros, sierras y afeitadoras, proporcionando un rendimiento constante y fiable. Con múltiples puertos para piezas de mano, pedales e irrigación, la consola detecta automáticamente los dispositivos conectados y ajusta la configuración en consecuencia. Su interfaz de pantalla táctil fácil de usar permite una navegación sencilla, mientras que la capacidad de almacenar y exportar ajustes preestablecidos simplifica la operación en diferentes procedimientos. El diseño de la consola CORE 2 garantiza que satisfaga las exigentes necesidades de los entornos quirúrgicos, mejorando la eficiencia y la seguridad.

CARACTERÍSTICAS

Detección automática de dispositivos: reconoce instantáneamente los dispositivos conectados y ajusta las configuraciones disponibles.

Interfaz de pantalla táctil: proporciona imágenes claras y una navegación sencilla.

Compatibilidad con múltiples dispositivos: admite una variedad de instrumentos quirúrgicos, incluidos taladros, sierras y afeitadoras, para una aplicación versátil.

Almacenamiento y exportación de ajustes preestablecidos: permite el almacenamiento y la transferencia de las preferencias del usuario.

Gestión de irrigación integrada: admite el uso de casetes de irrigación, lo que permite la administración controlada de fluidos que mejoran la precisión.



DIMENSIONES

Altura: 5.4 in (13.72 cm)

Ancho: 13 in (33.02 cm)

Profundidad: 17.4 in (44.2 cm)

Peso: 17.3 lb (7.8 kg)

FUNCIONES PRINCIPALES

Consola universal para uso en distintas especialidades.

Variedad de carteras de instrumentos compatibles.

Anillos de iluminación de colores para interruptores manuales y de pedal combinados.

Puede ejecutar 2 simulacros simultáneamente.

Compatibilidad con la gestión futura de equipos inteligentes.

ESPECIFICACIONES



PANTALLA

Tipo: Pantalla táctil de 24 bits de color

Tamaño: 7 pulgadas (17,78 cm)

Ángulo de visión: 170°

PUERTOS

3 puertos para piezas de mano

2 puertos para pedales

1 puerto para casete de irrigación

PERSONALIZACIÓN

Cree y almacene perfiles de usuario

Software I.D. Touch para una sensación táctil personalizada y una respuesta de perforación

Flujo de irrigación ajustable

Configuración de aceleración ajustable

Opción de interruptor manual eléctrico desmontable

4 opciones de pedal eléctrico

Botones de pedal personalizables