

HILLROM WELCH ALLYN SURETEMP 679



DATOS

El SureTemp 679 de Hillrom Welch Allyn es un monitor de signos vitales confiable, diseñado para mediciones rápidas y precisas de la temperatura en entornos clínicos. Ofrece tecnología avanzada de termómetro para lecturas orales, axilares y rectales, lo que garantiza resultados precisos y rápidos para la atención al paciente. Con su diseño intuitivo y su pantalla grande y fácil de leer, este dispositivo ayuda a agilizar los flujos de trabajo para el personal médico, lo que lo convierte en una herramienta esencial para hospitales, clínicas y entornos de atención de urgencia.

CARACTERÍSTICAS

- **Modos de medición:** proporciona lecturas de temperatura oral, axilar y rectal para satisfacer una variedad de necesidades del paciente.
- **Pantalla LCD:** garantiza legibilidad clara con dígitos grandes.
- **Alertas de detección de fiebre:** las alertas de audio integradas notifican a los médicos sobre lecturas de temperatura alta.
- **Tiempo de respuesta rápido:** ofrece resultados en tan solo 4 a 6 segundos, acelerando la atención al paciente.
- **Mango ergonómico:** diseñado para un uso cómodo con una mano.
- **Sondas intercambiables:** las sondas con códigos de colores ayudan a reducir la contaminación cruzada entre pacientes.
- **Gestión de energía:** se apaga después de un período de inactividad para preservar la vida útil de la batería.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura: 8.1" (20.6 cm)

Ancho: 3.6" (9.1 cm)

Profundidad: 2.7" (6.9 cm)

Peso: 1.3 lbs (0.6 kg)

POTENCIA

Voltaje: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Tipo de Batería: 3 Baterías AA (para uso portátil)

AMBIENTE DE OPERACIÓN

Ambiente de Operación: 50°F a 104°F
(10°C to 40°C)

Temperatura de Almacenamiento: -4°F a 122°F
(-20°C to 50°C)

PANTALLA

Tipo de pantalla: LCD Monocromático

Pantalla iluminada: No