

ASP STERRAD 100NX WITH ALLCLEAR



DATOS

El ASP Sterrad 100NX con ALLClear es un sistema de esterilización a baja temperatura diseñado para inactivar eficazmente los microorganismos. Utiliza vapor de peróxido de hidrógeno, que se transforma en estado de plasma mediante carga electromagnética, lo que garantiza una esterilización rápida de los instrumentos médicos sin dejar residuos tóxicos. Este sistema avanzado admite hasta cuatro ciclos de esterilización y cuenta con capacidades integradas de conexión en red y registro de datos para un seguimiento y una gestión operativa eficientes.



CARACTERÍSTICAS

Utiliza vapor de peróxido de hidrógeno transformado en plasma para lograr una esterilización rápida y efectiva sin residuos tóxicos.

Proporciona un funcionamiento sencillo con controles intuitivos para optimizar los flujos de trabajo.

Las dimensiones de la cámara de 16,1 alto x 20 ancho x 29 profundidad pulgadas con un volumen total de 152 litros admiten una amplia gama de instrumentos médicos.

Admite hasta cuatro ciclos de esterilización para satisfacer diversas necesidades de esterilización de manera eficiente.

La red integrada y el registro de datos mejoran el seguimiento operativo y facilitan la gestión centralizada.

Disponible en configuraciones de una o dos puertas para opciones de instalación adaptables.

ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Altura: 70.9 pulgadas (180 cm)

Ancho: 30.5 pulgadas (77.5 cm)

Profundidad: 41.5 pulg. (105.4 cm) *La configuración de 2 puertas es 43.1 pulg. (109.5 cm)

Peso: 842 lb (382 kg) *La configuración de 2 puertas pesa 900 lb (408 kg)

DIMENSIONES DE LA CÁMARA

Altura: 16.1 in (41 cm)

Ancho: 20.1 in (51 cm)

Profundidad: 28.9 in (73.5 cm)

Volumen total: 5.4 ft³ (152 litros)

Volumen útil: 3.3 ft³ (93.4 litros)

ESPECIFICACIONES



ESTANTES DE LA CÁMARA

2 estantes: 44.5 cm de ancho x 64.3 cm de profundidad (15.5 pulgadas de ancho x 25.3 pulgadas de profundidad)

Capacidad de peso: 25 kg (55 libras)

Extraíble: Sí

INFORMACIÓN DEL CICLO

Temperatura del ciclo: 116.6 °F – 132.8 °F (47.0 °C – 56.0 °C)

Duración del ciclo: ciclo ESTÁNDAR: 47 minutos; ciclo FLEX: 42 minutos; ciclo DUO: 60 minutos; ciclo EXPRESS: 24 minutos

REQUISITOS

No se requieren ventilación

No se requieren tanques de gasolina