

AXIA FH-2000



DATOS

El cabezal funcional **Axia FH-2000** es una solución versátil y eficiente para entornos de atención al paciente, diseñado para una fácil instalación y mantenimiento. Su configuración personalizable permite que los centros de atención médica lo adapten a diversos entornos, incluidas las habitaciones de los pacientes, la UCI, la UCIN, la UCPA, los traumatismos y la sala de espera. El Axia FH-2000 viene con las tuberías y el cableado preinstalados para agilizar la instalación y cuenta con servicios esenciales, incluido un sistema de llamada de enfermera, múltiples tomas eléctricas y salidas de gas DISS para oxígeno, aire médico y vacío. Su diseño compacto optimiza el espacio al tiempo que mantiene la funcionalidad. La estructura de montaje en superficie garantiza la durabilidad, proporcionando un soporte confiable para equipos y suministros médicos.

CARACTERÍSTICAS

Fácil instalación y mantenimiento: pre ensamblado para una configuración sencilla y un mantenimiento eficiente.

Sistema integrado de llamada de enfermera: mejora la comunicación y la capacidad de respuesta de la atención.

Varias tomas de servicios: incluye 2 tomas eléctricas de color marfil y 1 de color rojo, junto con tomas DISS para oxígeno, aire médico, aire de instrumentación y vacío. También incluye un soporte deslizante.

Diseño que ahorra espacio



DIMENSIONES

Altura: 8.7" (22 cm)

Ancho: 48" (122 cm)

Profundidad: 2.6" (6.6 cm)

UTILIDADES FUNCIONALES INCLUIDAS

2 tomas eléctricas de color marfil

1 toma eléctrica de color rojo

Oxígeno (DISS)

Aire medicinal (DISS)

Aire de instrumentación (DISS)

Vacío (DISS)

Soporte deslizante

Sistema de llamada a enfermeras