

STILLE IMAGIQ2



DATOS

La mesa translúcida quirúrgicas Stille imagiQ2 incorpora la tecnología True Free Float, que ofrece un control excepcional y un movimiento en cualquier dirección con una suavidad inigualable. Equipado con una mesa de fibra de carbono de alto rendimiento, reduce la dosis de radiación manteniendo una calidad de imagen superior. Su diseño ultra-delgado y base muy baja la hacen ideal para quirófanos híbridos móviles o suites de oficina, proporcionando flexibilidad y rendimiento óptimos para la imagenología quirúrgica.



CARACTERÍSTICAS

- Soporta hasta 496 libras (225 kg), lo que permite acomodar una amplia gama de pacientes.
- Ofrece un movimiento de $\pm 15^\circ$, permitiendo un posicionamiento preciso para una mejor precisión en las imágenes
- Logra una equivalencia de 0.4 mm Al, asegurando imágenes claras y de alta calidad durante los procedimientos
- Funcionalidad de $\pm 25^\circ$ en Trendelenburg y Trendelenburg inverso para un posicionamiento óptimo del paciente
- Longitud translúcida total de 6'4" (196 cm) para acomodar una variedad de tamaños de pacientes



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura: 71 a 109 cm (28 a 43 pulgadas)

Ancho: 61 cm (24 pulgadas)

Longitud: 230 cm (90.5 pulgadas)

ÁREA DE IMAGEN

Estructura patentada de fibra de carbono con Al de 0,4 mm

Ancho: 46.3 cm (18.2 pulgadas)

Longitud: 196 cm (77.17 pulgadas) con reposacabezas / 169.2 cm (66.6 pulgadas) sin reposacabezas

MOVIMIENTOS

Longitudinal: 90 cm (35.4 pulgadas)

Lateral: 25 cm (9.9 pulgadas)

Diagonal: 93.4 cm (36.8 pulgadas)

Trendelenburg: $\pm 25^\circ$

Rodamiento lateral: $\pm 15^\circ$

CAPACIDAD DE PESO

Estándar: 225 kg (496 lb)

Aumento de carga Paquete: 300 kg (661 lb)

GENERAL

Condiciones de funcionamiento: 100 % continuo

Alimentación CA: 100-250 voltios: Alimentación CA directa + alimentación CC por batería

Ruedas y dirección: 4 ruedas giratorias

Barandillas laterales: Sí; fijadas a lo largo de 2/3 del tablero

Tablero desmontable: Sí, plataforma resistente para uso prolongado y fácil transporte