

ECOLAB ORS - 1058HS



DATOS

La Ecolab ORS-1058HS Hush Slush es una máquina diseñada para producir una mezcla de hielo quirúrgico suave tipo "slush", ideal para procedimientos que requieren enfriamiento controlado de tejidos. Gracias a su tecnología Auto-Stir, el sistema enfría y mezcla automáticamente la solución, evitando la formación de bordes afilados que podrían causar daño tisular. Este modelo ofrece un funcionamiento silencioso y movilidad práctica para adaptarse fácilmente al quirófano. Para una capacidad de cubeta mayor, también está disponible el modelo Ecolab ORS-1075HS.

CARACTERÍSTICAS

Tecnología Auto-Stir: Mezcla y enfría automáticamente la solución, generando hielo quirúrgico suave sin bordes cortantes.

Sistema Disc-Drape: Se ajusta fácilmente al dispositivo Auto-Stir, manteniendo una cobertura estéril óptima.

Ruedas con seguro: Facilitan el transporte y pueden bloquearse para evitar movimientos no deseados durante la cirugía.

Funcionamiento silencioso: Minimiza el ruido en el quirófano, promoviendo un ambiente más tranquilo y eficiente.

Sistema opcional de calentamiento de fluidos ORS: Permite combinar la función de generación de slush con el calentamiento de fluidos en un solo equipo.



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Alto: 36" (91.44 cm)

Ancho: 18" (45.72 cm)

Profundidad: 18" (45.72 cm)

CAPACIDAD DE LA CUENCA

5.8 Litros (Rectángulo)

NIVEL DE FLUIDO

1 to 3 Litros