

WELCH ALLYN HILLROM SURETEMP 690 PLUS



DATOS

El monitor de signos vitales **Hillrom Welch Allyn SureTemp 690** es un dispositivo avanzado diseñado para proporcionar mediciones de temperatura rápidas y precisas en entornos clínicos. Con un diseño intuitivo y funcionalidad multipropósito, este monitor es ideal para entornos de alto volumen. Además de la medición de temperatura, el SureTemp 692 admite el uso de sondas orales, axilares y rectales con cubiertas protectoras para evitar la contaminación cruzada. Su diseño portátil lo hace adecuado para una amplia variedad de instalaciones médicas.

FEATURES

- **Medición de temperatura:** Proporciona lecturas orales en aproximadamente 4 a 6 segundos.
- **Opciones múltiples de sonda:** Compatible con sondas oral, rectal y axilar, con cubiertas intercambiables que minimizan la contaminación cruzada.
- **Diseño portátil:** Compacto y liviano, ideal para la monitorización móvil o al lado de la cama.
- **Monitoreo básico de NIBP:** Ofrece mediciones de presión arterial no invasiva (NIBP) como función adicional.
- **Monitoreo del paciente:** Funciona como un monitor básico para el seguimiento de múltiples signos vitales.
- **Modo de monitoreo continuo:** Permite la monitorización constante de la temperatura.
- **Alertas personalizables:** Permite configurar alertas y advertencias para notificar al personal clínico sobre lecturas anormales.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura: 7.0" (17.8 cm)

Ancho: 2.25" (5.7 cm)

Profundidad: 3.0" (7.6 cm)

Peso: 10.25 oz (290 g)

PANTALLA

Tipo: Pantalla de cristal líquido (LCD)

Íconos: Pantalla de 3½ dígitos con íconos especiales para una lectura rápida

POTENCIA

Tipo de batería: 3 baterías AA estándar

Duración de batería: Aproximadamente 5,000 mediciones por juego de baterías

AMBIENTE ORPERACIONAL

Temperatura de funcionamiento: 60.8°F a 104°F (16°C a 40°C)

Temperatura de almacenamiento: -4°F a 120°F (-20°C a 50°C)

RANGO DE MEDICIÓN

- Temperatura: 84.0°F a 108.0°F (28.9°C a 42.2°C)
- Precisión: $\pm 0.2^\circ\text{F}$ en modo de monitoreo