

MODULO DE IMPRESIÓN PARA PHILIPS M1116B Y M1116C



DATOS

Los módulos de imprenta Philips M1116B y M1116C para monitores de pacientes IntelliVue ofrecen documentación de los datos del paciente durante el monitoreo de cuidado. Compatibles con los monitores IntelliVue MX500, MX550, MX600, MX700 y MX800, estos módulos proporcionan impresiones de signos vitales y de formas de onda. En los modelos MX400 y MX450, la función de registro está integrada como opción del propio monitor, lo que elimina la necesidad de módulos externos.

CARACTERÍSTICAS

Compatibilidad: IntelliVue MX500, MX550, MX600, MX700 y MX800; opción integrada para los modelos MX400 y MX450.

Impresiones de alta calidad: proporcionan documentación clara y precisa de las formas de onda, tendencias y eventos del paciente.

Controles simples e indicadores claros para una integración fluida en los flujos de trabajo clínicos.

Diseño compacto: tamaño reducido que se adapta fácilmente a diversos entornos de atención médica.

Flujo de trabajo mejorado: permite un acceso oportuno a información crítica del paciente, favoreciendo una toma de decisiones precisa.

DIMENSIONES

Altura: 3.6" (9.96 cm)

Ancho: 2.9" (7.3 cm)

Profundidad: 3.9" (9.7 cm)

Peso: 17.9 oz (507.5 g)



CONDICIONES AMBIENTALES

RANGO DE TEMPERATURA

Operación: 41 a 113 °F (+5 a 45 °C)

No operativo: 14 a 158 °F (-10 a 70 °C)

RANGO DE HUMEDAD

Operación: Máx. 95% de humedad relativa (HR) a 104 °F (40 °C), sin condensación

No operativo: Máx. 90% de humedad relativa (HR) a 150 °F (65 °C), sin condensación

RANGO DE ALTITUD

Operación: Hasta 10.000 ft (3.048 m)

No operativo: Hasta 10.000 ft (3.048 m)