

STRYKER SYSTEM 8

DATOS

Las herramientas quirúrgicas Stryker System 8 son instrumentos avanzados diseñados para brindar precisión y eficiencia en procedimientos ortopédicos.

CARACTERÍSTICAS

- Sistema modular: el System 8 permite a los cirujanos cambiar fácilmente entre diferentes accesorios, como taladros, sierras, escariadores y atornilladores.
- Amplia variedad de accesorios: compatible con múltiples procedimientos quirúrgicos, incluidos el corte óseo, la perforación y la inserción de tornillos.
- Diseño ergonómico: pensado para un manejo cómodo, reduce la fatiga del cirujano durante procedimientos prolongados y garantiza un control preciso.
- Rendimiento confiable: impulsado por motores de alta calidad capaces de soportar tareas quirúrgicas exigentes de manera constante.
- Control avanzado (según el modelo): incluye sistemas con velocidad y torque variables, además de interfaces intuitivas para una operación sencilla y personalizable.



ESPECIFICACIONES



SIERRA SAGITAL (SAG SAW) —

Altura: 6.1 in (15.5 cm)

Ancho: 1.5 in (3.8 cm)

Longitud: 6.7 in (17.0 cm)

Peso: 2.2 lb (1.0 kg)

Velocidad: 12,000 cpm (modo rápido), 10,000 cpm (modo estándar)

Excursión: Arco de 5 grados

ATORNILLADOR INALÁMBRICO (CORDLESS DRIVER) —

Altura: 5.5 in (14 cm)

Ancho: 1.3 in (3.4 cm)

Longitud: 4.2 in (11 cm)

Peso: 1.3 lb

Velocidad máxima: 1,500 rpm (nominal)

Modo de operación: no continuo

SIERRA DE PRECISIÓN (PRECISION SAW) —

Altura: 5.9 in (15.0 cm)

Ancho: 1.4 in (3.6 cm)

Longitud: 7.0 in (17.8 cm)

Peso: 2.4 lb (1.09 kg)

Velocidad máxima: 16,000 cpm (modo rápido)

Excursión: Arco de 12 grados

SIERRA DE ESTERNÓN (STERNUM SAW) —

Altura: 5.9 in (15.0 cm)

Ancho: 1.4 in (3.6 cm)

Longitud: 7.2 in (18.4 cm)

Peso: 2.2 lb (1.0 kg)

Velocidad máxima: 14,000 cpm (modo rápido)