

DATOS

La camilla TransMotion TMM4 es un modelo versátil y multifuncional que funciona tanto como camilla como como silla, ideal para el transporte de pacientes, los tratamientos y la recuperación. Diseñada con simplicidad y confiabilidad en mente, la TMM4 ofrece características clave para mejorar la comodidad del paciente y la eficiencia clínica, convirtiéndola en una solución práctica para entornos de atención médica diversos.

CARACTERÍSTICAS

- **Diseño de doble propósito:** funciona tanto como camilla como como silla para procedimientos, ofreciendo una versatilidad útil.
- **Posicionamiento eléctrico:** ajusta el respaldo, el reposapiés y la altura del asiento mediante controles intuitivos tipo colgante.
- **Construcción duradera:** fabricada con materiales de alta resistencia para soportar un uso intensivo en instalaciones médicas.
- **Movilidad suave:** equipada con ruedas con bloqueo central para un transporte estable y seguro.
- **Capacidad de peso:** diseñada para soportar pacientes de hasta 500 lb (227 kg).
- **Opciones personalizables:** disponibles con ancho mayor, altura elevada y reposapiés plegables.
- **Bajo mantenimiento:** superficies fáciles de limpiar que garantizan una desinfección y un mantenimiento eficientes.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura del asiento (baja – debajo del cojín): 21" (54 cm)
Altura del asiento (baja sobre el cojín): 25" (64 cm)
Altura del asiento (hasta la base del asiento): 29" (74 cm)
Altura del asiento (alta): 33" (84 cm)
Ancho del asiento para el paciente: 24" (61 cm)
Longitud: 77" (195 cm)
Ancho total: 30" (76 cm)
Altura total de la silla (alta): 62" (157 cm)
Altura total de la silla (baja): 54" (137 cm)
Peso: aproximadamente 240 lb (109 kg).

ENERGÍA

Fuente de alimentación: corriente alterna (AC) o batería recargable integrada
Duración de la batería: hasta 8 horas de operación
Tiempo de carga: 6-8 horas para carga completa

MOVILIDAD

Ruedas: ruedas de 5" (12.7 cm) con freno central y función de bloqueo de dirección
Modos de frenado: neutral, freno total y bloqueo de dirección

OPCIONES OPCIONALES

Ancho amplio (W): superficie del paciente de 28" (71 cm)
Altura elevada (T): rango de ajuste de altura aumentado
Altura baja (L): rango de ajuste de altura reducido para accesibilidad
Reposapiés plegables (F): reposapiés abatibles para comodidad del paciente y eficiencia de almacenamiento

CONSTRUCCIÓN Y DISEÑO

Material del marco: materiales duraderos de grado hospitalario
Movilidad: incluye ruedas con bloqueo para estabilidad durante los procedimientos

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación: 10 °C a 40 °C (50 °F a 104 °F)
Temperatura de almacenamiento: -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F)
Rango de humedad: 10% a 90% (sin condensación)

CAPACIDAD DE PESO

Capacidad máxima: 500 lb (227 kg)