

B BRAUN PERFUSOR BASIC

DATOS

La B Braun Perfusor Basic, bomba de infusión, es un dispositivo confiable y fácil de usar para una terapia de infusión precisa, apto para diversos entornos clínicos. Ofrece tasas de flujo constantes y un funcionamiento sencillo, lo que la hace ideal para los profesionales de la salud que buscan un rendimiento confiable. Con elementos de diseño enfocados en la seguridad y controles sencillos, el Perfusor Basic apoya una administración precisa de medicamentos, mejorando la atención al paciente.

CARACTERÍSTICAS

- **Dosificación precisa:** entrega tasas de infusión exactas, apoyando una terapia segura y constante.
- **Diseño portátil:** su estructura ligera facilita su transporte y uso en diferentes entornos de atención.
- **Alarmas integradas:** sistema de alarma incorporado que alerta al personal ante interrupciones en el flujo o batería baja.
- **Respaldo de batería:** proporciona operación continua durante cortes de energía para una terapia ininterrumpida.
- **Amplio rango de aplicaciones:** apto para diversos tipos de infusiones, incluyendo medicamentos, líquidos y nutrientes.
- **Mecanismos de seguridad:** cuentan con funciones para prevenir cambios accidentales en la dosificación y garantizar la seguridad del paciente.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura: 9.75" (25 cm)

Ancho: 2.75" (7 cm)

Profundidad: 5" (13 cm)

Peso: 2 lbs (0.9 kg)

ALIMENTACIÓN CA

Voltaje: 100–240 V CA

Frecuencia: 50/60 Hz

Consumo de energía: 25 W

BATERÍA

Duración de la batería: Hasta 400 horas

Tipo de batería: 3 baterías alcalinas tamaño C

FLUJO

Rango: 1.5 mL/h – 360 mL/h

Tiempo de administración: 10–60 min

Precisión: $\pm 3\%$ de la tasa programada

CONDICIONES AMBIENTALES

Temperatura de operación: 10°C a 40°C (50°F a 104°F)

Temperatura de almacenamiento: -20°C a 50°C (-4°F a 122°F)

Rango de humedad: 10% a 90% (sin condensación)