

# MIDMARK RITTER 625

## DATOS

La Mesa de Examen sin Barreras Midmark Ritter 625 está diseñada para mejorar la accesibilidad, la eficiencia y la atención a los pacientes en las consultas médicas. Con su altura baja, opciones avanzadas de posicionamiento y tecnología integrada, ayuda a reducir la carga física para los cuidadores y hace que el proceso de examen sea más cómodo para los pacientes. La báscula digital incorporada y las opciones de conectividad optimizan los flujos de trabajo, permitiendo una recopilación de datos más rápida y precisa. Diseñada para ser flexible, esta mesa de examen se adapta a diversas necesidades de los pacientes, incluyendo aquellos con movilidad limitada o requerimientos bariátricos.

## CARACTERÍSTICAS

**Accesibilidad sin barreras:** Una altura mínima baja de 46 cm (18 pulgadas) facilita la transferencia para usuarios de silla de ruedas.

**Ajustes avanzados de múltiples posiciones:** colocación rápida y precisa del paciente, incluyendo posiciones supina, sentada y de litotomía.

**Opciones amplias de almacenamiento:** Equipado con cajones espaciosos para insumos de examen, incluyendo almacenamiento trasero opcional para objetos voluminosos.

**Mangos ergonómicos de asistencia:** Brindan mayor estabilidad y seguridad a los pacientes durante las transferencias.

**Balanza digital incorporada opcional:** Ofrece mediciones precisas de peso directamente en la mesa, soportando pacientes de hasta 295 kg (650 libras).



## DIMENSIONES Y MOVIMIENTOS

**Altura:** 18 - 37" (46 - 94 cm)

**Ancho (Tope ancho premium):** 32" (81 cm)

**Ancho (Tope ultra premium):** 28" (71 cm)

**Largo:** 59.5" (151.13 cm)

**Largo (respaldo de pies extendido):** 75.5" (190 cm)

**Peso:** 433 lbs (197 kg)

**Capacidad de peso del paciente:** 650 lbs (295 kg)

**Estante de papel:** compatible con rollos de papel de 21 x 3.5" de diámetro

**Inclinación pélvica:** 7°