

NATUS IMEXDOP CT+

DATOS

El Natus IMEXDOP CT+ es un Doppler vascular y obstétrico de alto rendimiento diseñado para proporcionar evaluaciones precisas y fiables del flujo sanguíneo. Con sondas intercambiables, una calidad de sonido superior y un sistema de recarga automática, este Doppler es una herramienta de confianza en hospitales y centros clínicos. Su interfaz intuitiva y la lectura digital en tiempo real garantizan precisión y eficiencia en la monitorización de la frecuencia cardíaca fetal y el pulso vascular.

CARACTERÍSTICAS

Sondas intercambiables: compatibles con sondas de 2 MHz, 3 MHz, 5 MHz y 8 MHz para aplicaciones obstétricas y vasculares.

Pantalla digital: proporciona seguimiento en tiempo real de la frecuencia cardíaca o del pulso mediante tecnología de autocorrelación.

Calidad de sonido superior: los dos altavoces integrados garantizan señales Doppler claras y sin distorsión.

Sistema de recarga automática: se recarga fácilmente al colocarlo en el soporte incluido, lo que asegura que siempre esté listo para usar.

Portátil y versátil: se puede montar en una mesa, en la pared, en un soporte para suero o en un soporte con ruedas para un fácil acceso en entornos clínicos.

Duradero y ligero: diseño robusto pero compacto con una interfaz de usuario intuitiva para un funcionamiento impecable..



DIMENSIONES

Altura: 6.3" (15.7 cm)

Ancho: 8.8" (22.4 cm)

Profundidad: 4.3" (10.9 cm)

Peso: 2.7 lbs (1.2 kg)