

DATOS

El Arjo Sara Combilizer es un dispositivo versátil para la colocación y movilización de pacientes, diseñado para facilitar la movilización temprana en entornos de cuidados críticos, como las unidades de terapia intensiva. Combina las funciones de una mesa inclinable, camilla y silla, y facilita la rehabilitación al apoyar a los pacientes en posición de pie, sentados o en decúbito supino. Este dispositivo multifuncional mejora las funciones respiratorias y cardiovasculares, favorece el bienestar psicológico y reduce el riesgo de lesiones por presión. Construido pensando en la seguridad del paciente y la comodidad del cuidador, el Sara Combilizer es una herramienta esencial para los cuidados críticos y la rehabilitación moderna.

CARACTERÍSTICAS

Apoyo para la movilización temprana: para colocar de pie, sentados o en decúbito a pacientes sedados o con ventilación mecánica, durante períodos prolongados.

Función de inclinación lateral: inclina la superficie hacia la izquierda o la derecha hasta unos 20°.

Seguro y ajustable: sistema de correas robusto para mayor estabilidad y comodidad, con múltiples opciones de posición adaptadas.

Mayor seguridad: función manual de descenso rápido para devolver rápidamente a los pacientes a la posición de decúbito supino en emergencias.

Opciones de control ergonómicas: Operado mediante controles manuales, un panel de control en el mango y una caja de control de emergencia.

Diseño duradero y móvil: equipado con ruedas de bajo rozamiento y frenos.



ESPECIFICACIONES

DIMENSIONES

Longitud (sentada): 158 cm (62,25 pulg.)

Longitud máxima (en camilla): 204,5 cm (80,5 pulg.)

Ancho: 72 cm (29,5 pulg.)

Ancho del asiento: 51 cm (20,12 pulg.)

Profundidad del asiento: 46 cm (18 pulg.)

Altura mínima de elevación: 58,8 cm (23,25 pulg.)

Altura máxima de elevación: 98,4 cm (38,75 pulg.)

Capacidad de peso del paciente: 200 kg (440 lb)

Peso: 115 kg (254 lb)

MOVIMIENTOS

Inclinación hacia atrás: -25° a 0°

Inclinación longitudinal: -25° a +75°

Inclinación lateral (izquierda y derecha): 0° a 20°