

STRYKER EZ-PRO

DATOS

Cada camilla EZ-PRO está diseñada con características avanzadas para un transporte óptimo del paciente y una mayor eficiencia del personal sanitario. Si bien todos los modelos comparten un diseño básico, presentan variaciones específicas adaptadas a las distintas necesidades de los servicios de emergencia médica.

CARACTERÍSTICAS

- **Ligera y resistente:** su estructura de aluminio reforzado garantiza un rendimiento duradero en situaciones de emergencia.
- **Altura ajustable:** múltiples ajustes de altura para facilitar el manejo y la transferencia del paciente.
- **Diseño con ruedas:** facilita la carga y descarga desde las ambulancias.
- **Sistema de sujeción seguro:** incluye correas de seguridad para una protección máxima del paciente durante el transporte.
- **Diseño plegable:** ahorra espacio y es fácil de guardar cuando no se utiliza.
- **Accesorios opcionales:** compatibles con diversos soportes para suero, portabotellas de oxígeno y bolsas de almacenamiento.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Longitud total: 211 cm (83 pulg.)

Ancho: 58 cm (23 pulg.)

Altura: 5 posiciones ajustables

CAPACIDAD DE CARGA

Capacidad de carga máxima:

- 227 kg (500 lb) para EZ-PRO y EZ-PRO 2

Capacidad de carga máxima:

- 295 kg (650 lb) para EZ-PRO R3 y EZ-PRO R4

ARTICULACIÓN

Ángulo de Trendelenburg: 32°

Posición de choque: +14°

RUEDAS Y MOVILIDAD

Diámetro de las ruedas: 15 cm (6 pulgadas)

Sistema de entrada sin ruedas: Sí, para facilitar la carga y descarga

Bloqueo de ruedas: opcional en todos los modelos

COMPATIBILIDAD CON FIJACIONES

Opciones de montaje: compatible con fijaciones de suelo y pared

CARACTERÍSTICAS ESTRUCTURALES

Material del marco: aluminio reforzado para mayor durabilidad y ligereza

Sistema de sujeción: incluye correas de seguridad para la sujeción del paciente transporte

Diseño plegable: diseño que ahorra espacio para su almacenamiento