

# BURTON OUTPATIENT LED

## DATOS

La lámpara Burton Outpatient LED es una luz de alto rendimiento y eficiencia energética diseñada para hospitales, consultorios médicos y clínicas veterinarias. Este sistema LED de última generación de Burton proporciona una iluminación brillante y sin sombras, con una excelente precisión de color, lo que garantiza precisión en exploraciones y procedimientos menores. Diseñada para ser duradera y fácil de usar, la lámpara LED ambulatoria ofrece un rendimiento prolongado a la vez que reduce el consumo de energía y las necesidades de mantenimiento en comparación con el modelo halógeno.

## CARACTERÍSTICAS

**Iluminación brillante y de alta calidad:** alcanza hasta 90 000 lux a 60 cm.

**Reproducción cromática superior:** cuenta con un CRI de 95 y un valor R9 superior a 87.

**Funcionamiento prácticamente sin calor:** la tecnología LED minimiza la emisión de calor.

**Rendimiento energéticamente eficiente:** consume un 75 % menos de energía que las lámparas halógenas tradicionales y tiene una vida útil promedio de 50 000 horas.

**Recubrimiento antimicrobiano:** ayuda a inhibir el crecimiento microbiano y a mejorar el control de las infecciones.

**Múltiples opciones de montaje:** disponibles con soporte de suelo, montaje en pared y soportes de techo simples o dobles.

**Diseño de bajo mantenimiento:** superficies lisas y fáciles de limpiar, junto con LED de larga duración.



## ESPECIFICACIONES

**Iluminancia:** 90 000 lux (8361 fc) a 61 cm (24")

**Temperatura de color:** 3700 kelvin

**Índice de reproducción cromática (CRI):** 95

**Fuente de luz:** diodo emisor de luz (LED)

**Vida útil del LED:** 50 000 horas (promedio)

**Potencia:** 42 vatios

**Alimentación:** controlador electrónico integrado

**Opciones de montaje:** suelo, pared, techo

# ESPECIFICACIONES



## DIMENSIONES DEL SOPORTE DE SUELO

## DIMENSIONES DEL SOPORTE DE TECHO

