

CONMED VISICLEAR

DATOS

El Conmed VisiClear es un extractor de humo quirúrgico diseñado para capturar y filtrar el humo quirúrgico, los olores, las partículas y otros subproductos potencialmente peligrosos. Mejora la calidad del aire en el quirófano al eliminar los contaminantes generados durante procedimientos electroquirúrgicos, de láser y otros que emplean energía. El VisiClear incorpora la tecnología SafePort y una interfaz intuitiva con pantalla táctil. Además, ofrece múltiples modos de funcionamiento que garanticen una filtración óptima en diversas aplicaciones quirúrgicas. Su funcionamiento silencioso, diseño compacto y funciones de seguridad automatizadas lo convierten en una solución fiable y fácil de usar para quirófanos.



CARACTERÍSTICAS

Múltiples modos de procedimiento: Ofrece modos laparoscópicos, de tubo abierto y de lápiz electroquirúrgico, y ajusta automáticamente la vida útil del filtro según el modo.

Tecnología Whisper: garantiza un funcionamiento ultrasilencioso en un entorno quirúrgico más confortable.

Tecnología SafePort: reduce el riesgo de exposición gracias a su exclusivo cierre deslizante del puerto.

Pantalla táctil a color: interfaz sencilla y fácil de usar, operable con guantes y que requiere formación mínima.

Sistema de alerta de oclusión: avisa al personal cuando se produce una obstrucción, lo que mejora la seguridad del paciente y del personal.

DIMENSIONES

Altura: 18 cm (7,1 pulg.)

Ancho: 35,4 cm (13,9 pulg.)

Profundidad: 40,9 cm (16,1 pulg.)

Peso (sin filtro): 6,6 kg (14,5 lb)

Peso (con filtro): 7,9 kg (17,5 lb)

GENERAL

Caudal: 839 L/min (30 cfm) con tubería de 22 mm (7/8 pulg.)

Succión estática: 150 mmHg de vacío

Niveles de ruido: Potencia mínima < 43 dBA;
Potencia máxima < 55 dBA