

IMP DE MAYO D2

DATOS

El Posicionador de Rodilla IMP De Mayo D2 es un accesorio ortopédico diseñado para proporcionar estabilidad y un posicionamiento intraoperatorio preciso de la pierna del paciente durante cirugías de reemplazo total de rodilla, así como para adaptarse a reemplazos parciales de rodilla y revisiones totales. Su innovadora palanca de bloqueo único permite un control preciso, mejorando la eficiencia quirúrgica al simplificar los ajustes y reducir el tiempo del procedimiento. La misma palanca permite liberar la bota para evaluar la estabilidad ligamentaria durante las pruebas del rango de movimiento. El posicionador se instala fácilmente en el campo estéril sobre los paños estériles, garantizando un flujo de trabajo optimizado en la sala de operaciones.



CARACTERÍSTICAS

Estabilidad mejorada: el posicionador soporta el peso completo de la extremidad, proporcionando una estabilidad excepcional sobre la mesa de operaciones.

Carro y sistema de bloqueo mejorados: el carro y el mecanismo de bloqueo rediseñados permiten una remoción más fácil y una mayor capacidad de sujeción.

Diseño fácil de usar: el carro removible del D2 permite un desmontaje y una limpieza sencillos.

Opciones de longitud versátiles: disponibles en placas base de 25 o 30 pulgadas para adaptarse a diversos tamaños de pacientes y necesidades quirúrgicas.

Soporte integral: funciona como un asistente adicional en la sala de operaciones, lo que reduce la fatiga del personal.