

OLYMPUS URF-V3/V3R

DATOS

El Olympus URF-V3/V3R es un videoureteroscopio flexible con un eje ultradelgado de 8.4 Fr. y diseño DuraBend, que mejora la durabilidad y la maniobrabilidad en anatomías estrechas. Incluye tecnología de imagen de banda estrecha (NBI) para mejorar la visualización de estructuras vasculares y facilitar la detección de tumores. Ofrece una deflexión de 275° en ambas direcciones y una rotación de 120°.

CARACTERÍSTICAS

Eje delgado de 8.4 Fr: compatible con vainas de acceso de 10/12 Fr.

Diseño del tubo de inserción DuraBend: reduce el estrés en la sección de flexión y aumenta la durabilidad.

Imagen digital de alta resolución: amplia, sin distorsiones y con iluminación uniforme.

Imagen de banda estrecha (NBI): mejora la visualización de las estructuras vasculares para la detección temprana de tumores.

Angulación amplia de 275°: permite la visualización completa de los cálices renales superiores, medios e inferiores.

Función de rotación de 120°: mejora el control y la comodidad del operador durante los procedimientos.



ESPECIFICACIONES

GENERAL

Campo de visión: 80°

Dirección de visión: frontal

Profundidad de campo: 1,5-50 mm D

Diámetro exterior del extremo distal: 8,5 Fr. (2,83 mm)

Diámetro del vástago: 8,4 Fr. (2,8 mm)

Longitud de trabajo: 670 mm

Diámetro del canal interior: 3,6 Fr. (1,2 mm)

Rango de angulación: arriba/Abajo 275° Longitud total: 980 mm