

STRYKER EVACUATION CHAIR

DATOS

La Stryker Evacuation Chair es una silla de evacuación de emergencia diseñada para transportar a personas con movilidad limitada por escaleras. Su sistema Stair-TREAD™ permite que un solo operador controle el descenso de pasajeros de hasta 200 lbs (90 kg), mientras que las asas de elevación extensibles facilitan el levantamiento ergonómico de ocupantes más pesados. Su diseño ligero y compacto permite un almacenamiento y un despliegue fáciles.

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema Stair-TREAD™:** orugas dobles de Kevlar® que permiten el descenso controlado por escaleras sin necesidad de levantarse.
- **Asas de elevación extensibles en la parte superior y en los extremos de los pies:** posiciones de agarre ergonómicas para el levantamiento seguro entre dos personas.
- **Diseño plegable compacto:** se pliega a 11 pulgadas de profundidad.
- Construcción de aluminio resistente y ligero.
- Sistema de restricción con hebillas Fastex®.
- Bloqueos de ruedas dobles.
- Ruedas traseras de mayor tamaño para una maniobrabilidad fluida en espacios reducidos.
- Lavable a presión y sin necesidad de engrase.



SPECIFICATIONS



DIMENSIONES

Altura: 45 pulg (114 cm)

Ancho: 20.5 pulg (52 cm)

Profundidad: 28 pulg (71 cm)

Profundidad plegada: 11 pulg (28 cm)

Peso: 34 lbs (15.5 kg)

ACCESORIOS OPCIONALES

Correa Stair-TREAD de agarre reforzado (para superficies de escaleras más lisas)

Soporte de montaje en pared

Gabinete de almacenamiento con alarma

Funda para la silla

Portador de botella de O₂

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Sistema de descenso controlado Stair-TREAD™

Asa de control superior retráctil

Asas de elevación extensibles en la cabecera y en el extremo de los pies

Bloqueos dobles de ruedas traseras

Empuñaduras moldeadas ergonómicas

Mecanismo de bloqueo de acción positiva

Asiento contorneado para la comodidad del pasajero

Soporte para pies plegable para mayor seguridad

CAPACIDAD DE PESO

Capacidad máxima: 500 lbs (227 kg) con dos operadores

Capacidad de descenso: hasta 200 lbs (90 kg)