

STRYKER PRIME TC

DATOS

La Stryker Prime TC es una silla de transporte con un marco rígido y duradero que minimiza el riesgo de robo, optimiza la maniobrabilidad y facilita la limpieza. Su diseño incluye puntos de contacto ergonómicos para pacientes y cuidadores.

CARACTERÍSTICAS

- **Ergonomía BackSmart:** asas de empuje diseñadas para mantener un ángulo de 90 grados en el codo.
- Ruedas grandes para facilitar el giro y la maniobrabilidad en espacios reducidos.
- Freno central con un solo toque.
- Apoyabrazos de asistencia para ponerse de pie, con un punto de contacto elevado y extendido para el ingreso y el egreso del paciente.
- Marco de acero apilable con recubrimiento en polvo, resistente y antirrobo, que ahorra espacio.
- Diseño de plástico moldeado sin costuras, con componentes lavables a presión.
- Reposapiés plegables que reducen el riesgo de tropiezos y facilitan el acceso del paciente.
- **Características opcionales:** soportes para piernas, portador vertical para tanque de O₂, poste de IV cromado y asiento acolchado.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONS

- **Longitud total:** 40.2 pulg (102.1 cm)
- **Ancho total:** 28.3 pulg (71.8 cm)
- **Ancho del asiento:** 21.5 pulg (54.6 cm)
- **Altura del asiento:**
 - Desde el reposapiés: 15 pulg (38.1 cm)
 - Desde el piso: 21 pulg (53.3 cm)
- **Altura de la silla:**
 - Con poste de IV: 73 pulg (185.4 cm)
 - Sin poste de IV: 45 pulg (114.3 cm)
- **Rango de agarre de las asas de empuje:**
 - Ancho: 16–20.5 pulg (40.6–52.1 cm)
 - Altura desde el piso: 35–45 pulg (88.9–114.3 cm)

CAPACIDAD DE PESO

Capacidad máxima: 500 lbs (226.8 kg)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Apoyabrazos de asistencia para ponerse de pie
Reposapiés plegables con función de giro lateral
Asas de empuje BackSmart
Freno central de un solo toque
Ruedas antivuelco
Portador de historial clínico
Diseño de plástico moldeado sin costuras
Marco de acero rígido con recubrimiento en polvo
Diseño apilable
Puntos de activación amarillos
Maniobrabilidad Big Wheel

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Soportes para piernas
Portador vertical de tanque de O₂
Poste de IV cromado de 1 pulgada de espesor (disponible en 6 opciones de color)
Ganchos para bolsa de Foley
Asiento acolchado
Cinturón de seguridad