

STRYKER STAIR-PRO

DATOS

La silla de transporte Stryker Stair-PRO está diseñada para proporcionar un transporte de pacientes seguro y eficiente en escaleras, reduciendo el esfuerzo físico del personal de EMS. Con la tecnología Stair-TREAD, se permite un movimiento controlado al bajar escaleras sin necesidad de levantarse, minimizando el riesgo de lesiones de espalda. Diseñada para la durabilidad, el marco de aluminio ligero y la posición ergonómica de las asas mejoran la maniobrabilidad y el control del operador.

CARACTERÍSTICAS

- **Sistema Stair-TREAD:** orugas dobles de Kevlar para un descenso controlado del paciente sin necesidad de levantarse, reduciendo la tensión en la espalda.
- **Asa de control superior extensible:** proporciona una posición óptima para el control del operador.
- **Asas de elevación extensibles en los extremos de los pies:** diseñadas para técnicas de elevación ergonómicas.
- **Asas de elevación traseras con bloqueo:** optimizadas para la estabilidad y movilidad durante el ascenso de escaleras.
- **Ruedas delanteras giratorias de 4":** mejoran la maniobrabilidad en espacios reducidos.
- **Bloqueos de ruedas dobles:** para transferencia y posicionamiento seguros del paciente.
- **Profundidad plegada compacta:** Se pliega a 8 pulgadas para almacenamiento
- Construcción de aluminio ligera y resistente



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura: 37.5 pulg (95.25 cm)

Ancho: 20.5 pulg (52 cm)

Profundidad: 28 pulg (71 cm)

Profundidad plegada: 8 pulg (20 cm)

Peso: 32.8 lbs (14.9 kg)

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Marco recubierto con pintura en polvo de alta visibilidad

Controles codificados por colores para una operación intuitiva

Asas de elevación extensibles en el extremo de los pies

Asas de elevación traseras con bloqueo

Empuñaduras moldeadas para un manejo seguro

Ruedas traseras de mayor tamaño con rodamientos sellados

Mecanismo de bloqueo de acción positiva

Diseño lavable a presión para una fácil desinfección

Mantenimiento sin necesidad de engrase

CAPACIDAD DE PESO

Carga máxima: 500 lbs (228 kg)

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Asiento moldeado de ABS de dos piezas

Asiento tradicional de vinilo de una pieza

Restricciones para pacientes codificadas por colores (hebillas de plástico)

Restricciones para pacientes no absorbentes (hebillas de metal)

Restricciones para pacientes de poliéster (hebillas de metal)

Soporte de cabeza para el paciente (solo modelo 6252)

Portador de botella de O₂

Clip para IV

Soporte para pies