

STRYKER SYSTEM 9



DATOS

La Stryker System 9 es una plataforma modular de herramientas motorizadas quirúrgicas. En lugar de una configuración fija, funciona con una batería y un mango compartidos, permitiendo que cada institución seleccione los taladros, sierras o destornilladores que se ajusten a su volumen de casos. Cada componente se conecta a la batería mediante una interfaz de bloqueo por giro que confirma la conexión de forma táctil y visual. La línea cuenta con clasificación de resistencia al agua IPX9 y un recubrimiento reforzado resistente a la esterilización y el reprocesamiento repetidos. Está balanceada para el control con la palma de la mano, reduciendo la fatiga del usuario durante procedimientos prolongados.

CARACTERÍSTICAS

- **Plataforma armable a la medida:** combine mangos, destornilladores y sierras compatibles para configurar su propio paquete System 9.
- **Batería de bloqueo por giro:** conexión rediseñada entre el mango y la batería, con confirmación táctil y visual.
- **Durabilidad, clasificación IPX9:** recubrimiento reforzado resistente a ciclos repetidos de esterilización y reprocesamiento quirúrgico.
- **Mangos ergonómicos:** equilibrados y diseñados para un control cómodo que reduce la fatiga en casos prolongados.
- **Sistema de batería aséptica:** compatible con las carcasas de batería aséptica y los protectores de transferencia rediseñados de Stryker, para uso dentro del campo estéril.



ARME EL PAQUETE QUE SE AJUSTE A SU INSTITUCIÓN

Debido a que la carga de casos y las necesidades de equipo varían de una institución a otra, los paquetes System 9 se arman de manera personalizada en lugar de ofrecerse como paquetes fijos. Ya sea que necesite un solo mango para complementar su configuración actual o una configuración de múltiples piezas, trabajaremos con usted para definir la combinación adecuada de componentes.

Los componentes disponibles pueden incluir:

- Mangos (disponibles individualmente o en combinación): sierra EZout, taladro rotatorio de gatillo único, taladro rotatorio de doble gatillo, sierra reciprocante, sierra de esternón, sierra sagital, sierra de precisión, destornillador inalámbrico, sierra sagital SABO
- Sistema de batería aséptica
- Baterías y cargadores de batería
- Accesorios y aditamentos (mandriles, escariadores, pinzas y adaptadores) Attachments and accessories (chucks, reamers, collets, and adaptors)