

DRAGER VAPOR 3000 DESFLURANE

DATOS

La Dräger D-Vapor 3000 es un vaporizador de anestesia específico para desflurano, diseñado para entornos quirúrgicos modernos. Cuenta con características de seguridad avanzadas, una operación intuitiva y compatibilidad con las estaciones de trabajo de Dräger.

CARACTERÍSTICAS

- **Suministro de agente:** entrega consistente y precisa de desflurano de 2 a 18 vol%.
- **Diseño específico para desflurano:** diseñado exclusivamente para su uso con desflurano.
- **Sistema de llenado seguro:** llenado codificado para prevenir la contaminación cruzada y el llenado incorrecto de agente.
- **Sistema de alerta:** indicadores retroiluminados y alarmas de nivel bajo.
- **Respaldo ante falla de energía:** batería de respaldo que mantiene la operación hasta por 5 minutos durante interrupciones de energía.
- **No requiere recalibración:** calibrado de fábrica para precisión de por vida.
- **Compatibilidad de montaje:** diseñado para su uso con los sistemas de montaje Perseus A500 y Dräger Auto Exclusion.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Largo: 9.8 pulg (248 mm)

Ancho: 4.4 pulg (112 mm)

Altura: 9.7 pulg (247 mm)

Peso: 14.1 lb (6.4 kg)

AGENTE ANESTÉSICO

Sevoflurano

Rango de dosificación: 0.02 a 8 vol%

Volumen de llenado:

- Total: 360 mL
- Recarga: 260 mL

Rango de flujo:

- 0.15 a 15 L/min

GENERAL

Compatible con RM: No

Certificaciones: marcado CE

Capacidad de transporte: sí

Temperatura de operación:

- mín.: 18 °C
- máx.: 30 °C

BATERÍA Y ALIMENTACIÓN

Consumo de energía: 30, típico

Tiempo de respaldo de batería: 5 min

Voltaje de suministro: 100 V a 240 V

Frecuencia de suministro: 50/60 Hz

Consumo de corriente: 2 A

Corriente de entrada: 25 A

Consumo de energía

- máx.: 530 W durante el calentamiento
- típico: 30 W