

DRÄGER VAPOR 3000 ISOFLURANE

DATOS

El Dräger Vapor 3000 Isoflurane es un vaporizador de anestesia específico para isoflurano, diseñado para entornos quirúrgicos modernos. Cuenta con características de seguridad avanzadas, una operación intuitiva y compatibilidad con las estaciones de trabajo de Dräger.

CARACTERÍSTICAS

- **Suministro de agente:** entrega consistente y precisa de isoflurano de 0.2 a 6 vol%.
- **Diseño específico para isoflurano:** diseñado exclusivamente para su uso con isoflurano.
- **Sistema de llenado seguro:** llenado codificado para prevenir la contaminación cruzada y el llenado incorrecto de agente.
- **Sistema de alerta:** indicadores retroiluminados y alarmas de nivel bajo.
- **No requiere energía:** funciona sin baterías ni alimentación externa, utilizando la presión del flujo de gas fresco.
- **No requiere recalibración:** calibrado de fábrica para precisión de por vida.
- **Compatibilidad de montaje:** diseñado para su uso con los sistemas de montaje Perseus A500 y Dräger Auto Exclusion.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Longitud: 9.8 pulg (248 mm)

Ancho: 4.4 pulg (112 mm)

Altura: 9.7 pulg (247 mm)

Peso: 14.1 lb (6.4 kg)

AGENTE ANESTÉSICO

Isoflurane

Rango de dosificación: 0.02 a 6 vol%

Volumen de llenado:

- Total: 360 mL
- Recarga: 260 mL

Rango de flujo::

- 0.15 to 15 L/min

GENERAL

Compatible con RM: No

Certificaciones: marcado CE

Capacidad de transporte: sí

Temperatura de operación:

- min: 18 °C
- max: 30 °C