

ZIMMER INTELLICART

DATOS

El Zimmer IntelliCart es un sistema de manejo de desechos quirúrgicos con una capacidad de fluidos de 34 litros, bomba de vacío ultrasilenciosa, colectores de succión libres de obstrucciones y capacidad portátil de evacuación de humo.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba de vacío rediseñada, ultrasilenciosa, con filtración de aire HEPA, mayor capacidad de flujo y control de olores.
- Doble reservorio iluminado de 17 litros con tecnología de tinte ConSeal™ que oculta selectivamente los fluidos quirúrgicos.
- Colector libre de obstrucciones con filtro integrado de alto flujo que protege contra el ingreso de humedad al sistema de vacío.
- Pantalla táctil de alta definición, sencilla e interactiva.
- Reservorios reutilizables y colectores reciclables que reducen el desecho de bolsas rojas en quirófano hasta en un 70%.

DIMENSIONES

Altura: 55 pulg (139.7 cm)

Ancho: 23.5 pulg (59.6 cm)

Profundidad: 23 pulg (58.4 cm)

PANTALLA

LCD, pantalla táctil retroiluminada



ESPECIFICACIONES



SUCCIÓN/ESCAPE

Sistema de succión cerrado con niveles de succión variables según la selección del usuario, que proporciona vacío regulado de 0-600 mmHg mediante una bomba de vacío de doble pistón alimentada por CA, que pasa a través de colectores de un solo uso hacia los recipientes.

POSTE DE IV

Carritos disponibles con postes de IV motorizados o manuales, con capacidad máxima de fluido de 12,000 mL

ALERTA DE SEGURIDAD

Indicador audible y visual de alerta temprana del sistema de protección contra desbordamiento y de la puesta en marcha del vacío

GRADUACIONES EXTERIORES DEL RECIPIENTE

Graduaciones marcadas en el exterior del recipiente que proporcionan una indicación visual aproximada del contenido, en incrementos de 100 mL.