

DATOS

La mesa de ultrasonido **Biodex Econo** está diseñada para brindar mayor comodidad a los pacientes y facilitar el acceso para obtener imágenes de calidad. Su altura ajustable y su superficie contorneada favorecen la ergonomía del personal de ultrasonido y ayudan a posicionar a cada paciente en la posición adecuada. Su estructura resistente garantiza una durabilidad a largo plazo, lo que la hace ideal para entornos médicos con un alto volumen de trabajo. Está diseñada para una variedad de aplicaciones de ultrasonido, incluidas las de obstetricia y ginecología, vasculares y de imagen general.

CARACTERÍSTICAS

- **Ajuste eléctrico de altura:** permite colocar la mesa de forma suave y precisa para mayor comodidad del paciente.
- **Acceso mejorado para estudios de imagen:** la sección central estrecha facilita la colocación del transductor.
- **Tapizado cómodo:** colchón de naugahyde antimicrobiano
- **Respaldo Fowler:** ajuste continuo de 0° a 80°
- **Sección abatible para las piernas:** se ajusta a 40° y 80° para facilitar el acceso a los estribos.
- **Estructura de alta resistencia:** robusto de acero con recubrimiento en polvo, capaz de soportar hasta 500 lb (227 kg).
- **Control manual:** altura y la posición del respaldo Fowler.
- Ruedas giratorias de 5 pulgadas (12.7 cm)
- **Sujeciones para la persona paciente:** dos correas



SPECIFICATIONS



DIMENSIONES

Largo total: 70 pulgadas (177.8 cm)

Ancho total: 30 pulgadas (76.2 cm)

Ancho con rieles laterales: 35 pulgadas (88.9 cm)

Peso: 335 lb (152 kg)

TOPE

Estructura: tres secciones principales: sección del torso con posición Fowler, sección central fija y sección para las piernas abatible

Grosor del colchón: 2 in (5 cm) en la sección del torso; 3 in (8 cm) en las secciones central y para las piernas

Material del tapizado: cubierta antimicrobiana Naugahyde con capa superior Advanced Beauty Gard

Color del tapizado: grafito

MOVIMIENTO Y AJUSTES

Ajuste de altura: 23–39 in (58.4–99 cm)

Posición de Fowler: de 0° a 80° (ajuste continuo)

Sección abatible para las piernas: 12.6 in (32 cm), ajustable a 40° y 80°

FUNCIONES ADICIONALES

Ruedas: ruedas giratorias de 5 pulgadas (12.7 cm), cada una con freno

Sujeciones para el paciente: dos correas de sujeción corporal

Capacidad de carga: 500 lb (227 kg); probado para soportar una carga cuatro veces mayor que la capacidad indicada para el paciente

POTENCIA Y CERTIFICACIONES

Fuente de Alimentación: 115 VAC o 230 VAC

Certificaciones: SGS listed to UL60601-1, CAN/CSA C22.2 No.601.1.M90, and EN 60601-1