

BIODEX SOUND PRO

DATOS

La mesa de ultrasonido **Biodex Sound Pro** es una mesa combinada de alta gama, diseñada para diversos procedimientos de imagen, incluidos la ecografía obstétrica y ginecológica, la ecografía general y la ecocardiografía. Su diseño ergonómico mejora la comodidad tanto del paciente como del ecografista, a la vez que reduce el tiempo de exploración. La superficie extra ancha permite el paso de pacientes bariátricos (hasta 227 kg), y su chasis abierto garantiza un acceso sin obstáculos. Gracias a su posicionamiento Fowler motorizado y a sus orificios cardíacos de última generación, la Sound Pro ofrece eficiencia y precisión en entornos clínicos.

CARACTERÍSTICAS

- **Capacidad bariátrica:** soporta pacientes de hasta 227 kg con una superficie extra ancha.
- **Ajustes motorizados:** posición Fowler (0–80°), altura (58–99 cm)
- **Abertura cardíaca máxima:** cojín abatible de 40 × 24,1 cm para acceso apical.
- **Ergonomía avanzada:** barandillas laterales plegables integradas y brazo articulado (0–130°).
- **Control de infecciones:** funda de colchón antimicrobiana Naugahyde® con revestimiento Advanced Beauty Gard®.
- **Accesorios incluidos:** mandos de mano/pie, soporte para suero, estribos retráctiles, dispensador de papel y barandillas laterales plegables.
- **Bloqueo central del suelo:** estabiliza la mesa durante los procedimientos.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura (ajustable): 58.4–99 cm (23–39")

Ancho: 76.2 cm (30") 88.9 cm (35") con barandillas laterales

Profundidad: 180.3 cm (71")

Peso: 159 kg (350 lb)

ALIMENTACIÓN

Voltaje: 115 V CA o 230 V CA

Certificaciones: UL 60601-1, CSA C22.2 No. 601.1, EN 60601-1

ASPECTOS AMBIENTALES Y OPERATIVOS

Capacidad de pacientes: 227 kg (500 lbs)

Grosor del colchón: 5 cm (2") en el torso, 8 cm (3") en la sección de las piernas

Tapicería: Naugahyde® color grafito

Ruedas: Cinco ruedas giratorias de 12,7 cm (5") con sistema de bloqueo central en el suelo

MOVIMIENTOS

Posicionamiento Fowler: 0–80° (motorizado)

Trendelenburg/Invertido Trendelenburg: ±15°