

BIODEX VASC PRO

DATOS

La mesa de Ultrasonido Biodex Vasc Pro optimiza el posicionamiento del paciente y el acceso del ecografista durante los procedimientos de ultrasonido vascular. Cuenta con un marco de altura ajustable, posicionamiento Fowler y una sección de pies abatible. Su cubierta de colchón antimicrobiana y su alta capacidad de carga garantizan la durabilidad y la higiene en entornos médicos.

CARACTERÍSTICAS

- **Diseño de altura ajustable:** de 23 a 39 pulg. (58.4 cm a 99 cm).
- **Posicionamiento Fowler:** ajustable de forma continua de 0° a 80°.
- **Sección de pies abatible:** se abate a ángulos de 40° y 80°, facilitando el acceso para el examen de las extremidades inferiores.
- **Alta capacidad de carga:** soporta hasta 500 lb (227 kg), probada hasta 4 veces su carga nominal.
- **Cubierta de colchón antimicrobiana:** cubierta de Naugahyde con acabado superior Advanced Beauty Gard para protección bacteriana.
- **Ruedas giratorias con bloqueo:** 5 pulg. (12.7 cm).
- **Seguridad certificada por SGS:** normas UL 60601-1, CAN/CSA C22.2 No.601.1.M90 y EN 60601-1.



ESPECIFICACIONES



DIMENSIONES

Altura: 23 pulg a 39 pulg (58.4 cm a 99 cm)

Longitud: 73 pulg (185.4 cm)

Ancho: 30 pulg (76.2 cm); 35 pulg (88.9 cm) con barandales laterales opcionales

Peso: 335 lb (152 kg)

MOVIMIENTOS

Trendelenburg: 0° a +15°, 0° a -30°

Posicionamiento Fowler: 0° a 80°, ajustable de forma continua

Sección de pies abatible: ángulos de 40° y 80° para acceso con estribos

MARCO Y MOVILIDAD

Acabado: acero con recubrimiento en polvo

Ruedas: ruedas giratorias con bloqueo de 5 pulg (12.7 cm)

COLCHÓN Y TAPIZADO

Grosor del colchón: 2 pulg (5 cm) en la sección del torso; 3 pulg (8 cm) en las secciones central y de piernas

Material: cubierta antimicrobiana de Naugahyde con acabado superior Advanced Beauty Gard

Color: grafito

CAPACIDAD DEL PACIENTE

Capacidad de peso: 500 lb (227 kg), probada a cuatro veces la clasificación de carga del paciente

ALIMENTACIÓN Y CERTIFICACIONES

Alimentación: 115 VCA o 230 VCA

Certificaciones: listada por SGS bajo UL60601-1, CAN/CSA C22.2 No.601.1.M90 y EN 60601-1